

簡易型エンドトキシン測定システム

Endosafe®-PTS™

20%OFF

年度末キャンペーン

初めての方でも簡単に短時間で結果が得られる簡易型エンドトキシン測定システムを、あらゆる分野で幅広くご利用いただけるように、装置本体 (Endosafe®-PTS™ リーダー) を特別価格にてご提供いたします。是非この機会にご購入ください。

Simple

カンタン操作

Fast

約 15 分で測定

Flexible

複数の測定レンジ

Portable

軽量・コンパクト

キャンペーン価格

2016年3月末日まで

688,000円

通常価格：860,000円

(価格には消費税等は含まれておりません)

コード No.	品名	キャンペーン価格
535-91311	Endosafe®-PTS™ リーダー キャンペーン	688,000円

*内容品:PTS™ リーダー、PTS™ 用ミニピペット、パソコンケーブル、パソコンダウンロード用ソフトウェア (パソコン、プリンターは別売。)

*上記商品には PTS™ カートリッジは含まれておりません。

Endosafe®-PTS™ の特長

- 標準検量線の作成が不要 (カートリッジに検量線情報を添付)
- サンプルをカートリッジのウェル4カ所に 25 μ L ずつ分注するだけで、添加回収まで測定可能
* PTS™ カートリッジには、測定に必要なライセート試薬、標準品を封入済みです。
- アメリカ食品医薬品局 (Food and Drug Administration : FDA) 認可を取得

PTS™ カートリッジ (10枚 / 箱) 7種類を用意!

PTS™ カートリッジは用途に応じて JP 標準品仕様で3種、USP 標準品仕様で4種の測定レンジをご用意しております。



ご使用の際は、必ず別売の PTS™ カートリッジをお求めください。
* PTS™ カートリッジの詳細については裏面リストをご確認ください。

 **Wako**

メンテナンスサービス

コードNo.	メーカーコード	品名	内容量	希望納入価格(円)	備考
—	—	納品時IQOQ サービス	1回	150,000	現地対応(出張費用含む)
—	—	温度キャリブレーション(2年目以降)	1回	100,000	センドバック方式
—	—	温度キャリブレーション&装置分解清掃パック	1回	120,000	センドバック方式
—	—	温度キャリブレーション&バッテリー交換・清掃パック	1回	150,000	センドバック方式

PTS™カートリッジ

コードNo.	メーカーコード	品名	内容量	希望納入価格(円)	備考
512-87171	PTS2001JP	PTS™カートリッジJP(1-0.01EU/mL)	10枚/箱	59,000	JPエンドトキシン標準品を封入
516-87191	PTS2005JP	PTS™カートリッジJP(5-0.05EU/mL)	10枚/箱	59,000	
516-87211	PTS201JP	PTS™カートリッジJP(10-0.1EU/mL)	10枚/箱	59,000	
518-87151	PTS20005F	PTS™カートリッジFDA(0.5-0.005EU/mL)	10枚/箱	62,000	コントロールスタンダードエンドトキシン(USP標準品で検定済み)を封入 FDA認可品
515-87161	PTS2001F	PTS™カートリッジFDA(1-0.01EU/mL)	10枚/箱	62,000	
519-87181	PTS2005F	PTS™カートリッジFDA(5-0.05EU/mL)	10枚/箱	60,000	
519-87201	PTS201F	PTS™カートリッジFDA(10-0.1EU/mL)	10枚/箱	60,000	
513-87221	PTS220	PTS™条件検討用カートリッジ	10枚/箱	70,000	添加回収試験を4濃度同時に実施可能
517-87361	RMMGS1000	PTS™グルカン測定用カートリッジ(10-1000pg/mL)	10枚/箱	57,500	β-グルカン専用
514-87131	LRMMGI100M	PTS™グラムIDカートリッジ	10枚/箱	32,000	グラム染色の代用品

PTS™オプション

コードNo.	メーカーコード	品名	内容量	希望納入価格(円)
298-34311	—	PTS™用プリンター/EP(プリンターケーブル付)	1セット	75,000
512-87291	PTS400	PTS™用ミニピペッター	1個	2,800
515-87301	PTS600	PTS™用リーダーケース	1個	26,000
511-87141	PTS108	PTS™用PCケーブル	1個	4,500
515-87041	BT103	0.1M トリスバッファー(30mL)	12vials/case	33,000
518-87031	BT101	0.25M トリスバッファー(5mL)	6vials/pack	12,500
514-87011	BC1000	0.5M MgSO ₄ 1M トリスバッファー(4mL)	6vials/pack	12,500

関連商品:マイクロピペット

コードNo.	品名	内容量	希望納入価格(円)
517-64921	フィンピペットF2 20~200μL	1本	31,000
514-64931	フィンピペットF2 100~1000μL	1本	31,000

関連商品:エンドトキシンフリーチップ

コードNo.	品名	内容量	希望納入価格(円)
291-35021	バイオクリーンチップワコー® 200 II (200μL)	100本	3,600
298-35031	バイオクリーンチップワコー® 1000 II (1000μL)	100本	3,600
294-35011	バイオクリーンチップワコー® エクステンデッドS II (200μL)	100本	6,000

■測定に必要な機器・試薬

Endosafe®-PTS™リーダー(PTS™用ミニピペッター付)

PTS™カートリッジ

エンドトキシンフリーチップ

※ただし、検体等の稀釈が必要な場合は、別途稀釈用器材が必要となります。



- ・希望納入価格には消費税等は含まれておりません。
- ・パンフレットに記載の製品は試験研究用試薬・機器です。疾病の診断にはご使用になれません。

製造 CHARLES RIVER LABORATORIES

輸入・販売 和光純薬工業株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号
TEL:06-6203-2759(機器システム部)

東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号
TEL:03-3270-8124(機器システム部)

北海道営業所 TEL:011-271-0285 東北営業所 TEL:022-222-3072

筑波営業所 TEL:029-858-2278 東海営業所 TEL:052-772-0788

中国営業所 TEL:082-285-6381 九州営業所 TEL:092-622-1005

URL: www.wako-chem.co.jp お問い合わせ先: www.wako-chem.net/bms/

Webからの機器の簡単見積り及びデモ依頼: www.wako-chem.net/estimate/index.php

Wako LAL システム: http://www.wako-chem.co.jp/lal/index.html (エンドトキシンに関する情報を配信しております。)