

エンドキシン測定用 96 ウェルマイクロプレート

# バイオクリーンプレートワコー™

エンドキシン測定に最適な個別包装、フタ付きのエンドキシンプリー96 ウェルマイクロプレートです。



## 【特長】



- エンドキシンプリー
- 個別包装
- フタ付きで汚染のリスクを軽減
- エンドキシン吸着の少ないポリスチレン樹脂を採用
- $\gamma$ 線滅菌済み

コード No	品名	内容量	希望納入価格(円)
293-35221	バイオクリーンプレートワコー®	50 枚	30,000




## 【関連製品】


### ライセート試薬

#### ◆比濁法 ◆PYROSTAR ES-F/Plate

コードNo	品名	内容量	検量範囲	希望納入価格(円)
293-75401	Limulus Amebocyte Lysate PYROSTAR™ ES-F/Plate (with CSE) 	160回用 (2.0 mL × 4本)	10-0.01 EU/mL	59,000
297-75301	Limulus Amebocyte Lysate PYROSTAR™ ES-F/Plate (without CSE) 	200回用 (2.0 mL × 5本)	10-0.01 EU/mL	67,000

#### ◆比色法 ◆リムルスカラーKYテストワコー /

コードNo	品名	内容量	検量範囲	希望納入価格(円)
291-53101	リムルスカラーKYテストワコー (with CSE)	120回用 (2.0 mL × 3本)	5-0.0005 EU/mL	54,000
519-87321	Endochrome-K™ (R1708K) (with CSE) 	256回用 (3.2 mL × 8本)	50-0.005 EU/mL	110,000
513-87341	Endochrome-K™ (R1710K) (without CSE) 	320回用 (3.2 mL × 10本)	50-0.005 EU/mL	128,000
516-87331	Endochrome-K™ (R17100K) (without CSE) 	3200回用 (3.2 mL × 100本)	50-0.005 EU/mL	照会

※  米国食品医薬品局(FDA)の認可を取得

## 測定機器

### ◆MPRエンドトキシン測定システム ER/ESシステム

コードNo	品名	内容量	希望納入価格(円)
290-34491	MPRエンドトキシン測定システム ER/ESセット (内容)・サンライズサーモRC-R (1台) ・トキシマスター®QC7 ER/ES MPR (5ライセンス) ・ノートパソコン(1台) ・検証資料・設置時IQOQバリデーション(納入時1回)	1式	2,800,000



### ◆MPRエンドトキシン測定システム ER/ES非対応システム

コードNo	品名	内容量	希望納入価格(円)
293-34481	MPRエンドトキシン測定システム 標準セット (内容)・サンライズサーモRC-R (1台) ・トキシマスター®QC7 MPR (1ライセンス) ・ノートパソコン(1台)	1式	1,600,000

## 関連機材

### ◆マイクロピペット

コードNo	品名	内容量	希望納入価格(円)
517-64921	フィンピペットF2 20-200 μL	1本	31,000
514-64931	フィンピペットF2 100-1000 μL	1本	31,000

### ◆エンドトキシンフリーチップ

コードNo	品名	規格 / 内容量	希望納入価格(円)
294-35011	バイオクリーンチップワコー®エクステンドS II	200 μL / 100本	6,000
291-35021	バイオクリーンチップワコー®200 II	200 μL / 100本	3,600
298-35031	バイオクリーンチップワコー®1000 II	1000 μL / 100本	3,600



※本カタログの内容は、予告なしに仕様、デザインを変更することがあります。※本カタログの記載内容は、2016年1月現在のものです。

※希望納入価格には、消費税等含まれておりません。

## 和光純薬工業株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号  
TEL: 06-6203-2759 (機器システム部)  
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号  
TEL: 03-3270-8124 (機器システム部)

●九州営業所 TEL: 092-622-1005 (代) ●中国営業所 TEL: 082-285-6381 (代)  
●東海営業所 TEL: 052-772-0788 (代) ●筑波営業所 TEL: 029-858-2278 (代)  
●東北営業所 TEL: 022-222-3072 (代) ●北海道営業所 TEL: 011-271-0285 (代)  
●藤沢営業所 TEL: 0466-29-0351 (代)  
URL: www.wako-chem.co.jp  
お問い合わせ: www.wako-chem.net/bms  
機器お見積もり: www.wako-chem.net/estimate/index.php