

30台限定

charles river
accelerating drug development. exactly.

簡易型エンドトキシン測定システム Endosafe®-PTS™

スタートアップキャンペーン

あらゆる分野でもっと多くの方にエンドトキシン測定を実施して頂くために、初めての方でも簡単に短時間で結果が得られる簡易型エンドトキシンシステムを、台数限定のキャンペーン価格にてご提供いたします。さらに、明日から直ぐに試験を始めて頂けるよう、必要な消耗品を全てセットにしました。是非この機会にご購入ください。

期間限定：2010年1月1日から2010年6月末日まで

予定台数が無くなり次第終了いたします。

キャンペーン価格 **630,000 円**

通常価格：890,200円相当



ご希望のPTSカートリッジ 20検体測定分/2箱
(裏面のリストからお選びください)
価格：127,000円

Endosafe®-PTS™リーダー
(PTS用ミニピペッター付)/1台
価格：760,000円

バイオクリーンチップ200 100検体測定分/1箱
価格：3,200円

コードNo.	品名	容量	キャンペーン価格
634-15531	Endosafe®-PTS™キャンペーンセット	1セット	¥630,000

Endosafe®-PTS™の特長

- わずか15分、短時間でリアルタイム測定
- 測定に必要なライセート試薬、標準品を全てカートリッジに封入済
- 操作が簡単：カートリッジに各々25 μ Lのサンプルを分注するだけで添加回収測定まで実施
- 検量線作成が不要：カートリッジに検量線情報を添付。3種類の感度と2種類の標準品の組み合わせで、合計6種類のカートリッジをラインナップ
- 持ち運びに便利な軽量・コンパクトボディー(本体重量：約1kg)
- アメリカ食品医薬品局(Food and Drug Administration: FDA)認可を取得

 **Wako**

PTSカートリッジ ご希望のPTSカートリッジを2箱、下記リストからお選びください。組み合わせは自由です。

コードNo.	メーカーコード	品名	内容量	備考
631-14321	PTS2001JP	PTSカートリッジJP(1-0.01EU/mL)	10枚/箱	JPエンドトキシン標準品を封入
635-14341	PTS2005JP	PTSカートリッジJP(5-0.05EU/mL)		
639-14361	PTS201JP	PTSカートリッジJP(10-0.1EU/mL)		
634-14311	PTS2001F	PTSカートリッジFDA(1-0.01EU/mL)		コントロールスタンダードエンドトキシン (USP標準品で検定済み)を封入 FDA認可品
638-14331	PTS2005F	PTSカートリッジFDA(5-0.05EU/mL)		
632-14351	PTS201F	PTSカートリッジFDA(10-0.1EU/mL)		

関連製品

コードNo	メーカーコード	品名	包装	価格
照会	PTS500	年間キャリブレーション	1件	¥100,000
照会	PTS502	IQOQPQ	1件	¥150,000
637-15401	PTS220	PTS条件検討用カートリッジ	10枚/箱	¥85,000
636-15471	PTS400	PTS用ミニピペッター	1個	¥2,800
633-15481	PTS600	PTS用リーダーケース	1個	¥26,000
634-15411	PTS300	PTS用セイコープリンター	1セット	¥58,000
631-15421	PTS301	PTS用感熱紙(セイコープリンター用)	1個	¥1,400
638-15431	PTS302	PTS用プリンターケーブル	1個	¥3,800
635-15441	PTS310	PTS用エプソンプリンター	1セット	¥75,000
639-15461	PTS313	PTS用プリンター用紙(エプソンプリンター用)	1個	¥250
632-15451	PTS312	PTS用プリンターリボン(エプソンプリンター用)	1個	¥600
634-15391	PTS108	PTS用PCケーブル	1個	¥4,500
635-15321	BT103	PTS用0.1M トリスバッファー(30mL)	12vials/case	¥33,000
638-15311	BT101	PTS用0.25M トリスバッファー(5mL)	6vials/case	¥12,500
638-15291	BC1000	PTS用1M MgSO4 0.5M トリスバッファー(5mL)	6vials/case	¥12,500
631-15301	BD100	PTS用エンドトキシン抽出溶液	12vials/case	¥33,000
637-15381	EVV2K	エンドトキシンインジケータ-2,000 EU	12vials/case	¥32,000
639-15341	EVV10K	エンドトキシンインジケータ-10,000 EU	12vials/case	¥32,000
632-15331	EVV100K	エンドトキシンインジケータ-100,000 EU	12vials/case	¥32,000
633-15361	EVV1M	エンドトキシンインジケータ-1 million EU	1vial	¥8,500
630-15371	EVV2.5M	エンドトキシンインジケータ-2.5 million EU	1vial	¥12,500
636-15351	EVV10M	エンドトキシンインジケータ-10 million EU	1vial	¥12,500

和光純薬工業株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号

TEL:06-6203-2759 (バイオメディカルシステム部)

東京支店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目5番13号

TEL:03-3270-8124 (バイオメディカルシステム部)

北海道営業所 TEL:011-271-0285 東北営業所 TEL:022-222-3072

筑波営業所 TEL:029-858-2278 横浜営業所 TEL:045-476-2061

東海営業所 TEL:052-772-0788 中国営業所 TEL:082-285-6381

九州営業所 TEL:092-622-1005

URL: www.wako-chem.co.jp/me/ お問い合わせ先: www.wako-chem.net/bms/

キャンペーン情報: www.wako-chem.net/estimate/campaign.php

Webからの機器の簡単見積り及びデモ依頼: www.wako-chem.net/estimate/index.php