

平成 26 年 12 月 吉日

和光純薬工業株式会社

**温湿度データロガー THMchip
温湿度センサー交換サービスのご案内**

平素より弊社製品をご愛用賜り誠にありがとうございます。

さて、温湿度データロガー THMchip には温湿度センサーを搭載しており、交換時期を 3 年と推奨しております。装置の使用環境にもよりますが、調整検査ご依頼のあった製造後 3 年以上を経過した製品は、湿度検査において規格外の判定となる可能性が高くなってきます。規格外判定の場合、センサー交換が必要となります。

調整検査（1 本の場合 16,540 円と期間約 3 週間）依頼時にセンサー交換の必要が発生した場合は、新たに交換費用 30,000 円と作業期間 4 週間が必要となります。装置製造後 3 年もしくは温湿度センサー交換後 3 年を経過した装置につきましては、センサー交換をお勧めいたします。

なお、温湿度センサー交換に際しては、装置基板上の部品になりますので、弊社での引き取り作業となります。

まずは、弊社営業担当者にご連絡お願いいたします。装置引き取り日程等の調整をさせていただきます。

何卒、よろしくお願い申し上げます。

温湿度データロガーTHMchip 温湿度センサー交換費用

温湿度センサー交換費用 (調整検査費用込み)	¥30,000
作業期間	依頼品受取後 4 週間

以上