



# ハンドル付ビーカー プレゼントキャンペーン

先着50個限定

コーニング社製デジタルホットプレートスターラー、LSEデジタルドライバスヒーターをお買い上げのお客様にハンドル付ビーカーをプレゼント！！

Corning®デジタルホットプレートスターラーは、耐久性、耐薬品性、平滑性に優れたPyroceram®プレートを採用しています。Corning®LSE™デジタルドライバスヒーターは、室温+5℃~150℃までの広い温度調整範囲で様々な用途にご利用頂けます。是非この機会にご購入下さい。

**PYREX®**  
A Corning Brand



PC-400D  
デジタルホットプレート



デジタル恒温槽 2ブロック用

キャンペーン期間：**2016年6月1日~9月30日**

キャンペーン内容：期間中に対象製品をお買い上げ頂いたお客様にPYREX®ハンドル付ビーカーをプレゼント致します。

対象製品：ホットプレートスターラー、ドライバスヒーター  
詳細は裏面対象製品リストをご確認下さい。

※ハンドル付ビーカーは実験用ではございません。

▼ 対象商品

## Corning® デジタルホットプレートスターラー

コード No.	メーカーコード	品名	容量	スターラー	温度範囲	天板サイズ(mm)	希望納入価格(円)	
642-12451	6797-200	PC-200 ホットプレート	1台	-	25-550℃	102×127	34,200	
649-12461	6797-210	PC-210 スターラー	1台	60-1100 rpm	-		39,300	
646-12471	6797-220	PC-220 ホットプレートスターラー	1台		25-550℃		50,500	
643-12481	6797-400D	PC-400D デジタルホットプレート	1台	-	5-550℃	127×178	39,800	
640-12491	6797-410D	PC-410D デジタルスターラー	1台	60-1150 rpm	-		43,900	
643-12501	6797-420D	PC-420D デジタルホットプレートスターラー	1台		5-550℃		59,200	
640-12511	6797-600D	PC-600D デジタルホットプレート	1台	-	5-550℃	254×254	67,400	
647-12521	6797-610D	PC-610D デジタルスターラー	1台	60-1150 rpm			-	73,500
644-12531	6797-620D	PC-620D デジタルホットプレートスターラー	1台				5-550℃	92,900

## Corning® LSE™ デジタルドライバスヒーター

コード No.	メーカーコード	品名	温度範囲	温度均一性※	温度正確度	希望納入価格(円)
645-12441	6788-SB	デジタル恒温槽 1ブロック用	室温 +5 ~ 150℃	±0.2℃	±0.3℃	51,700
648-12431	6788-DB	デジタル恒温槽 2ブロック用				67,100

※37℃でのブロック内の温度の場合

▼ 関連商品

コード No.	メーカーコード	品名	希望納入価格(円)
642-12571	480116	シングルブロック 48×0.2mL PCR チューブ or 6×0.2mL ストリップス	15,300
649-12581	480117	シングルブロック 20×2.0mL チューブ	
646-12591	480118	シングルブロック 24×0.5mL チューブ	
649-12601	480119	シングルブロック 24×1.5mL チューブ	
646-12611	480120	シングルブロック 35×6mm チューブ	
643-12621	480121	シングルブロック 20×10mm チューブ	
640-12631	480122	シングルブロック 20×12mm チューブ	
647-12641	480123	シングルブロック 20×13mm チューブ	
644-12651	480124	シングルブロック 12×15mL 遠心チューブ	
641-12661	480125	シングルブロック 12×16mm チューブ	
648-12671	480126	シングルブロック 12×17mm チューブ	
645-12681	480127	シングルブロック 6×20mm チューブ	
642-12691	480128	シングルブロック 6×25mm チューブ	
645-12701	480129	シングルブロック 5×50mL 遠心チューブ (1ブロック用恒温槽専用)	
642-12711	480130	シングルブロック 96well PCR プレート	30,600
649-12721	480131	デュアルブロック 96well プレート or 4 スライド (2ブロック用恒温槽専用)	25,500
646-12731	480132	デュアルブロック 96well PCR プレート (2ブロック用恒温槽専用)	38,800
643-12741	480133	デュアルブロック 384well PCR プレート (2ブロック用恒温槽専用)	40,800

●本文に記載しております試薬は、試験・研究用에만使用されるもので、「医薬品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。  
●希望納入価格には消費税等が含まれておりません。 ●希望納入価格は予告なく変更する場合がございますがご了承下さい。

## 和光純薬工業株式会社

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号  
TEL: 06-6203-2759 (機器システム部)  
東 京 本 店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号  
TEL: 03-3270-8124 (機器システム部)

●九州営業所 TEL: 092-622-1005 (代) ●中国営業所 TEL: 082-569-8095 (代)  
●東海営業所 TEL: 052-772-0788 (代) ●筑波営業所 TEL: 029-858-2278 (代)  
●東北営業所 TEL: 022-222-3072 (代) ●北海道営業所 TEL: 011-271-0285 (代)  
●藤沢営業所 TEL: 0466-29-0351 (代)  
URL: www.wako-chem.co.jp  
お問い合わせ: www.wako-chem.net/bms  
機器見積もり: www.wako-chem.net/estimate/index.php

