



機種／仕様	プレートリーダー + パソコン + 解析ソフト
インフィニットF200PRO／PCセット フィルター式：蛍光測定（上方）、吸光測定 ※標準フィルターリストから最大4ペア選択可能	通常販売価格：¥3,049,000 → ¥2,100,000 !!
インフィニットM200PRO／PCセット モノクロメーター式：蛍光測定（上方）、吸光測定 励起：230～850nm、蛍光：280～850nm、 吸光：230～1000nm	通常販売価格：¥5,245,000 → ¥3,600,000 !!

※発光測定と分注器(2本まで)はオプション追加可能です。



PLATEmanagerV5

ELISA解析に最適な日本語解析ソフトウェア
 1次、2次、4パラメータ等の検量線作成／濃度演算可能
 Windows 7対応



ノートパソコン

制御用ノートパソコン付属（Officeインストールモデル）
 （※機種は予告なく変更することがあります。）

インフィニットF50R 吸光プレートリーダー

サマーキャンペーン 2016

吸光プレートリーダーと解析ソフト付PCがセットになったお得なキャンペーンです。
インフィニットF50R / PCセット キャンペーン価格 ¥650,000
期間:2016年7月1日～ 2016年9月30日



インフィニットF50R

メンテナンスフリー長寿命LEDランプ搭載マイクロプレートリーダー
8ウェル同時測定の高速度測定
測定範囲:0~4.0 OD
幅347mm×奥行189mm×高さ134mm 重量3kg以下とコンパクト



PLATEmanagerV5

ELISA解析に最適な日本語解析ソフトウェア
1次、2次、4パラメータ等の検量線作成/濃度演算可能
Windows 7対応



ノートパソコン

制御用ノートパソコン付属 (Officeインストールモデル)
(※機種名は予告なく変更することがあります。)

機種/仕様	プレートリーダー + パソコン + 解析ソフト
インフィニットF50R/PCセット 標準フィルター:405/450/492/620nm 注文コード: 550-01851	通常販売価格:¥1,150,000 → ¥650,000 !!

製造:TECAN Austria GmbH、輸入:テカンジャパン株式会社、販売:和光純薬工業株式会社

和光純薬工業株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号

TEL: 06-6203-2759 (機器システム部)

東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号

TEL: 03-3270-8124 (機器システム部)

●九州営業所 TEL: 092-622-1005 (代)

●中国営業所 TEL: 082-569-8095 (代)

●東海営業所 TEL: 052-772-0788 (代)

●筑波営業所 TEL: 029-858-2278 (代)

●東北営業所 TEL: 022-222-3072 (代)

●北海道営業所 TEL: 011-271-0285 (代)

●藤沢営業所 TEL: 0466-29-0351 (代)

URL: www.wako-chem.co.jp

お問い合わせ: www.wako-chem.net/bms

機器お見積もり: www.wako-chem.net/estimate/index.php