

Sorvall ST 8FR 新発売キャンペーン

ユニバーサルコンパクトフロア型冷却遠心機

Made
for
Japan



キャンペーン期間

2016年8月1日(月)～2017年2月28日(火)

キャンペーンコード: LED1607-1

ST8FR本体+お好きなローター1つ付けて

今ならお得な

¥532,000

Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8FRは、あらゆるアプリケーションに対応する豊富なローターがご利用いただけるクラス最速のユニバーサルコンパクトフロア型冷却遠心機です。

日本のお客様のために特別に作りました!

核酸の抽出、セルカルチャー、タンパク質の精製・濃縮まで、この1台でOK!!

- 特長**
- 最大遠心力 30,279xg
 - コニカルチューブやプレートのスイング遠心も可能
 - コニカルチューブ高速遠心も可能
 - ローターの着脱はワンタッチ式 Auto-Lock & ローター自動識別
 - 豊富なバイオセーフティー対応ローター
 - 99プログラムメモリー(プログラム名入力付)

A TX-150+ラウンドバケット*



最大容量: 4x145mL
Max RCF: 3,260xg
Max RPM: 4,500rpm

+お好きなアダプタ
1セット

*シーリングキャップは含まれません。

B TX-150+コニカルバケット



最大容量: 8x50mL
コニカル
Max RCF: 3,260xg
Max RPM: 4,500rpm

C HIGHConic III



最大容量: 6x50mL
コニカル
Max RCF: 12,108xg
Max RPM: 9,500rpm

D M10 プレートローター



最大容量: 4xMP, 2xDW
Max RCF: 2,576xg
Max RPM: 4,400rpm

E MicroClick 30x2



最大容量: 30x2/1.5mL
Max RCF: 21,694xg
Max RPM: 14,000rpm

F MicroClick 24x2



最大容量: 24x2/1.5mL
Max RCF: 30,279xg
Max RPM: 17,850rpm

※プレゼントのローターはA~Fの中から1つお選びください。

Thermo
SCIENTIFIC

仕 様:	Sorvall ST 8FR
最高回転数	17,850rpm
最大遠心力	30,279xg
最大容量	4 × 145ml
温度制御	-10 ~ +40°C
時間設定レンジ	9h59min, 連続運転
プログラム	99
サイズ	W46×D53×H82.5cm*
重量	87kg
電源	100V, 50/60Hz

*可変(初期設定)



応募要領: お申込用紙に必要事項をご記入の上、当社販売店にお渡しください。

お申込用紙

各パッケージどれでも532,000円!!

パッケージ	カタログ No.	パッケージ内容	Max RCF	価格	ご購入数
A	75007206	Sorvall ST 8FR	—	¥760,000	
	75005701	TX-150 スイングローター	—	¥105,000	
	75005702	TX-150 ラウンドバケット	3,260xg	¥63,000	
	750057XX*	お好きなアダプタ 1 セット	—	¥36,000	
B	75007206	Sorvall ST 8FR	—	¥760,000	
	75005701	TX-150 スイングローター	—	¥105,000	
	75005703	TX-150 コニカルバケット 4 個	3,260xg	¥84,000	
C	75007206	Sorvall ST 8FR	—	¥760,000	
	75005709	HIGHConic III 固定角ローター	12,108xg	¥231,000	
D	75007206	Sorvall ST 8FR	—	¥760,000	
	75005706	M10 スイングバケット	—	¥147,000	
	75005723	マイクロプレートキャリア	2,576xg	¥63,000	
E	75007206	Sorvall ST 8FR	—	¥760,000	
	75005719	MicroClick 30 × 2 固定角ローター	21,694xg	¥147,000	
F	75007206	Sorvall ST 8FR	—	¥760,000	
	75005715	MicroClick 24 × 2 固定角ローター	30,279xg	¥126,000	

*詳細は、Sorvall ST8FR製品カタログを参照ください。

■お客様ご記入欄 (注意: ご記入がない場合は、お申込受付ができない場合がございます。必ずご記入ください。)

キャンペーンコード: LED1607-1

お名前		E-mail	
ご勤務先		Tel	
ご所属			
ご住所	〒		


■販売店記入欄 (注文書と応募用紙を併せてお送りください。)

販売店名		担当者	
支店・営業所		発注番号	

※価格は2016年8月現在のメーカー希望小売価格です。表示価格には消費税は含まれておりません。
 ※製品の仕様、外観、記載内容および価格は、予告なく変更させていただく場合がございます。
 ※研究目的以外には使用しないでください。

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
 ラボプロダクツ事業本部

お問い合わせ

 TEL 0120-753-670

info.LPG.jp@thermofisher.com
 www.thermofisher.com

販売店

LP-LED16-09

Thermo
 SCIENTIFIC
 A Thermo Fisher Scientific Brand