

Spectral Cell Analyzer SA3800

新機能追加 特別価格キャンペーン

台数限定

2016年10月受注～2017年3月末まで納入分が対象

多数検体の測定・解析が さらに簡単&スピードアップ!

多数の検体を高速・簡便に解析できる 全自動スペクトル型セルアナライザーSA3800が、ソフトウェアのアップデートにより、さらに簡単&スピーディになる新機能を搭載。

キャンペーン期間中に対象商品をご購入のお客様に、**大変お得な特別価格**にてご提供します。

期 間

2016年10月～2017年1月受注 (2017年3月末までの納品分)

対象商品/期間限定価格

対象機種	希望小売価格(税別)		期間限定 特別 希望小売価格(税別)
SA3800BA (488/638nm [3D AutoSamplerモデル])	¥19,000,000	⇒	¥11,800,000
SA3800AA (488nm [3D AutoSamplerモデル])	¥17,000,000	⇒	¥10,800,000
SA3800AS (488nm [Single loaderモデル])	¥14,000,000	⇒	¥10,000,000

全自動スペクトル型セルアナライザー「SA3800」なら、
先進のスペクトル解析による類をみない高い波長分解能と、
[手間要らずのワークフロー] [日々の運用コスト削減]
の両立を実現します。

この機会に是非、導入をご検討下さい。



ソニー株式会社 メディカル事業ユニット
ライフサイエンス事業部 営業部

TEL: 0120-667-010 / FAX: 0120-388-060
E-mail: cytometry@sony.co.jp

<http://www.sony.co.jp/LS>

Spectral Cell Analyzer SA3800は、実験にかかる手間・時間・コストを削減し、大量のサンプル測定とデータ解析が必要な実験を強力にサポートします。

ソフトウェアのアップデートにより、さらに簡単&スピーディになる新機能を搭載

手間要らずの
快適ワークフロー

- **イベントレート監視機能**
サンプル測定中の空気の混入や空吸い、吸い切り等を検知し自動的に装置状態を復帰。長時間の測定は機器に任せて他の作業を行えるので作業効率がよく、運用コストも削減できます。
- **長時間自動測定に対応 10Lタンク(オプション)を用意**
- **従来比約6倍、最大200 μ l/分のスピード測定**
- **[スペクトラルリファレンスライブラリー] 機能**
毎回の単染色と蛍光補正が不要で時間もコストも削減

測定の運用コスト
削減

~~単染色用のサンプル準備~~

~~単染色用の試薬準備~~

~~染色作業~~

- **専用シース液不要**

★ **年間運用コストを30万円-50万円超*カット**
予算を他の実験消耗品や小型機器の購入に回せます!

※他社製FCMとの比較で、当社が別に定めた測定条件での使用の場合

先進のスペクトル
技術で高精度解析

- **自家蛍光ファインダー機能**
ウィザード形式で自家蛍光スペクトルを見つける手順をガイド。自家蛍光が高い組織由来の細胞、刺激などで自家蛍光が上昇する細胞を用いて実験されている研究者の解析をサポートします。

その他の基本性能の向上

【プリファレンスセッティング機能】：各初期設定値をログインユーザー毎に設定

【通知機能】：測定、QC、クリーニングの正常終了、エラー、警告を音でお知らせ

解析用ソフトウェア「FCSExpress」(De Novo社, オプション) :
バッチ処理機能で、大量データも一括解析。使いやすいインターフェイスで、
簡単かつ迅速なレポート作成をサポートします。SA3800のソフトウェアが
「FCSExpress」でのスペクトル表示に対応するSRAWファイルの出力が可能。
[Mac対応]

