

QuickGene-Mini480



核酸分離システム
年度末キャンペーン

キャンペーン価格

92,500円【税別】



定価 198,000円【税別】

数量：50台 期間：2017年2月末日まで

QuickGene-Mini480 特長

- ▶ 独自のメンブレン技術により、高純度・高収量の DNA / RNA を分離可能
- ▶ マルチチャンネルピペット対応により、分離作業を効率化
- ▶ 最大48サンプルを90分で処理可能

※DNA全血キット(DB-S)、96ディープウェルプレート、マルチチャンネルピペットを使用した場合



本体仕様

- サンプルセット数：最大48サンプル
- 使用可能ピペット：シングルもしくはマルチチャンネルピペット
- 本体寸法・重量：280(W) × 255(D) × 295(H)mm、約3.3kg
- 電源仕様：AC100～240V、50/60Hz

装置本体

和光コード	メーカーコード	品名	容量	キャンペーン価格(円)
002-01780	-	QuickGene-Mini480	1台	92,500

専用試薬キット

和光コード	メーカーコード	品名	容量	希望納入価格(円)
636-23541	DB-S	DNA全血キットS	96回用	36,000
633-23551	DT-S	DNA組織キットS	96回用	41,000
637-23571	RB-S	RNA血液細胞キットS	96回用	56,000
634-23581	RC-S	RNA培養細胞キットS	96回用	47,000
631-23591	RC-S2	RNA培養細胞HCキットS	96回用	47,000
634-23601	RT-S2	RNA組織キットS II	96回用	47,000
630-23561	PL-S2	プラスミドキットS II	96回用	21,000

- 本製品は研究用에만販売しております。
- 本文中の全てのブランド名または製品名は各社の商標、もしくは登録商標です。
- 仕様につきましては改良のため、お断りなく変更することがあります。
- アプリケーション詳細内容など、ご不明な点はお問い合わせください。
- 上記の価格はお断りなく変更することがあります。ご容赦ください。

製造元 **クラボウ** 倉敷紡績株式会社
 販売元 **和光純薬工業株式会社**

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL:06-6203-2759(機器システム部)
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL:03-3270-8124(機器システム部)

- 九州営業所 TEL:092-622-1005
- 中国営業所 TEL:082-569-8095
- 東海営業所 TEL:052-772-0788
- 藤沢営業所 TEL:0466-29-0351
- 筑波営業所 TEL:029-858-2278
- 東北営業所 TEL:022-222-3072
- 北海道営業所 TEL:011-271-0285

URL: www.wako-chem.co.jp
 お問い合わせ: www.wako-chem.net/bms
 機器お見積り: www.wako-chem.net/estimate/index.php