

# マルチプレートリーダー Infinite<sup>®</sup> 200PRO 年度末キャンペーン

期間：2016.12.1～2017.2.20



フィルター方式

## インフィニットF200PRO/PCセット

仕様： 上方蛍光測定、吸光測定、温度制御  
※標準フィルターリストから最大4ペア選択可能

キャンペーン価格

**2,100,000円**  
( 定価3,049,000円 )

モノクロメーター方式

## インフィニットM200PRO/PCセット

仕様： 上方蛍光測定、吸光測定、温度制御  
励起： 230～850nm、蛍光： 280～850nm  
吸光： 230～1000nm

キャンペーン価格

**3,600,000円**  
( 定価5,245,000円 )

※下方蛍光、発光測定と分注器（2本まで）はオプション追加可能です。

## セット内容（上記プレートリーダー+PC+解析ソフト）

### PLATEmanagerV5

ELISA解析に最適な日本語解析ソフトウェア  
1次、2次、4パラメータ等の検量線作成／濃度演算可能  
Windows 7対応



### ノートパソコン

制御用ノートパソコン付属  
(Officeインストールモデル)  
(※機種は予告なく変更することがあります。)



# 吸光プレートリーダー Infinite® F50R 年度末キャンペーン

期間：2016.12.1～2017.2.20



フィルター方式  
**インフィニットF50R / PCセット**

標準フィルター 405/450/492/620nm

キャンペーン価格

**650,000円**

(定価1,150,000円)

注文コードNo. 550-01851

メンテナンスフリー長寿命LEDランプ搭載  
マイクロプレートリーダー  
8ウェル同時測定の高速度測定  
測定範囲：0～4.0 OD  
幅347mm×奥行189mm×高さ134mm  
重量3kg以下とコンパクト

## セット内容 (上記プレートリーダー+PC+解析ソフト)

### PLATEmanagerV5

ELISA解析に最適な日本語解析ソフトウェア  
1次、2次、4パラメータ等の検量線作成／濃度演算可能  
Windows 7対応



### ノートパソコン

制御用ノートパソコン付属  
(Officeインストールモデル)  
(※機種は予告なく変更することがあります。)



- ・希望納入価格には消費税等が含まれておりません。
- ・パンフレットに収載の製品は試験研究用機器です。疾病の診断にはご使用になれません。

製造：TECAN Austria GmbH、輸入：テカンジャパン株式会社、販売：和光純薬工業株式会社

## 和光純薬工業株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号  
TEL: 06-6203-2759 (機器システム部)

東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号  
TEL: 03-3270-8124 (機器システム部)

- 九州営業所 TEL: 092-622-1005 (代)
- 中国営業所 TEL: 082-569-8095 (代)
- 東海営業所 TEL: 052-772-0788 (代)
- 筑波営業所 TEL: 029-858-2278 (代)
- 東北営業所 TEL: 022-222-3072 (代)
- 北海道営業所 TEL: 011-271-0285 (代)
- 藤沢営業所 TEL: 0466-29-0351 (代)

URL : [www.wako-chem.co.jp](http://www.wako-chem.co.jp)

お問い合わせ : [www.wako-chem.net/bms](http://www.wako-chem.net/bms)

機器お見積り : [www.wako-chem.net/estimate/index.php](http://www.wako-chem.net/estimate/index.php)