

蛍光

広視野蛍光

高解像明視野

Advan Vision
Scientific Imaging Coordinator



AdvanCam / ALL-IN-ONE

顕微鏡用カメラ & 制御用ノート型 PC キャンペーンセット

※カメラ本体(一部電源ケーブル付)・USB3.0 ケーブル・画像計測/処理ソフトウェア・制御用ノート型 PC 付き

※セットキャンペーン期間:2017年3月末日弊社受注分まで

USB3.0 接続の顕微鏡用デジタルカメラ“AdvanCam シリーズ”と、制御用ノート型“Advan-PC”([通常単品価格 ¥250,000](#))のセットを、2016年度下半期に向けお求めやすい価格でご提供致します。

※セット対応カメラとセット価格、ノート PC の基本仕様は下記をご覧ください。

[セット内容]

(観察法)	(セット名)	(セット用カメラ)	(PC セットご提供価格)
明視野	明視野セット	AdvanCam-U3	¥298,000
	明視野高解像セット	AdvanCam-18HR	¥398,000
蛍光カラー	蛍光カラーセット	AdvanCam-E3R	¥498,000
	蛍光カラーセット GS	AdvanCam-E3RG/c	¥550,000
	蛍光カラー高解像セット	AdvanCam-E3H	¥498,000
	蛍光カラー広視野セット	AdvanCam-WFL3/c	¥598,000
蛍光モノクロ	蛍光モノクロセット	AdvanCam-E3RG/m	¥550,000
	蛍光モノクロ広視野セット	AdvanCam-WFL3/m	¥598,000
	モノクロ冷却 CCD セット	AdvanCam-MTR3	¥798,000

[セット PC 基本仕様]

- ・OS: Windows10
- ・CPU: Intel Core i3 以上
- ・メモリ: 4GB 以上
- ・その他: HDD500GB 以上 / USB3.0 ポート / 光学ドライブ / 画面解像度 1366x768 以上

[AdvanCam カメラコントロール/撮影&画像処理ソフトウェア 主な機能(Windows)]


- カメラコントロール(自動露光・マニュアル露光・ホワイトバランス・ヒストグラム調整・設定保存等)
- 静止画撮影/動画撮影/タイムラプス撮影
- スケールバー表示/測長等各種測定機能
- ラインプロファイリング(輝度計測)
- 多重染色画像重ね合わせ(蛍光観察時:カラーカメラ・モノクロカメラ双方に対応)
- Image Stitching
- Expand Depth Focus(EDF)
- 日本語対応(基本)の他、各国語(英語・中国語・フランス語・ドイツ語等)に対応可能 等

※付属ソフトウェア CD 内容:MacOSX 用ソフトウェア/Twain・DShowドライバ/SDK/英文取説 等

[セットカメラ主な仕様]

(セット用カメラ)	(主な仕様)	(チップサイズ)
AdvanCam-U3	カラー500 万画素/14.2fps@full	1/2.5in
AdvanCam-18HR	カラー1800 万画素/5.6fps@full(18.1fps@2456x1842)	1/2.3in
AdvanCam-E3R	カラー230 万画素/45fps@full	1/1.9in
AdvanCam-E3RG/c	カラー230 万画素/30fps@full/グローバルシャッター	1/1.2in
AdvanCam-E3H	カラー630 万画素/15fps@full	1/1.8in
AdvanCam-WFL/c	カラー1600 万画素/6fps@full(30fps@1536x1168)	4/3in
AdvanCam-E3RG/m	モノクロ 230 万画素/30fps@full/グローバルシャッター	1/1.2in
AdvanCam-WFL/m	モノクロ 1600 万画素/6fps@full(30fps@1536x1168)	4/3in
AdvanCam-MTR3	モノクロ 280 万画素冷却 CCD/15fps@1940x1460	2/3in

※カメラ・PC の仕様は予告なく変更する場合があります。



お問い合わせは下記まで

Advan Vision
Scientific Imaging Coordinator

株式会社アドヴァンビジョン

〒120-0044 東京都足立区千住緑町 2-6-28

TEL/FAX:050-3417-6568 www.advan-vision.com