

金属等における酸分解加熱前処理装置 スマートブロック II 販売開始記念キャンペーン



スマートブロック II 50mL ポリプロピレン製バイアルキャンペーンを実施します

期間

2017年9月1日～2017年11月30日 お申込み分まで有効

スマートブロック II

金属等分析における酸分解前処理において、均一な温度で大量検体を効率よく分解できる装置です。ASTM クラス A 認証のポリプロピレン製バイアルを使用することにより、分解からメスアップまでを容器の移し替えを行うことなく実施できます。

50mL ポリプロピレン製バイアルは他社製酸分解前処理装置の代替品として使用することができます。

特価でのご提供

スマートブロック II 及びバイアル類を **35%引き**、スマートブロック II とバイアルとのセットでは **40%引き** でご提供させていただきます。この機会に是非ご検討くださいませ。

お申込み方法

裏面をご記入いただき、FAXで特価お見積もりをご依頼ください。



品名	品番	通常価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
スマートブロック II 50mL 60本掛け	-	¥ 870,000 -	¥ 565,500 -
50mL ポリプロピレン チューブ (ラックロック無し、キャップ付) 750個	50PP-NRL-WCP-750	¥ 47,600 -	¥ 30,940 -
50mL ポリプロピレン チューブ (ラックロック無し、キャップ付) 25個	50PP-NRL-WCP-25	¥ 5,000 -	¥ 3,250 -
50mL ポリプロピレン チューブ (ラックロック無し、キャップ無し) 750個	50PP-NRL-NCP-750	¥ 41,800 -	¥ 27,170 -
50mL ポリプロピレン チューブ (ラックロック無し、キャップ無し) 500個	50PP-NRL-NCP-500	¥ 27,800 -	¥ 18,070 -
50mL ポリプロピレン チューブ 専用フタ 250個	CP-5-250	¥ 1,950 -	¥ 1,270 -
スマートブロック II 50mL 60本掛けと50mLポリプロピレン チューブ (ラックロック無し、キャップ付) 750個とのセット 40%値引き お得です!	スマートブロック II 及び 50PP-NRL-WCP-750	¥ 917,600 -	¥ 550,560 -

※キャンペーン期間は、納品に時間がかかる場合がございます。

金属等における酸分解加熱前処理装置スマートブロックII

販売開始記念キャンペーン 申込書

下記項目をご記入の上、FAXでお申込み下さい。

お客様情報			
貴社名		ご部署/ご所属	
お名前		ご住所	
TEL		FAX	
E-Mail			

代理店名	担当者名

特別価格ご希望消耗品

	品番	品名	数量
1			
2			
3			

個人情報の取り扱いについて：ご記入いただきました個人情報につきましては厳重に取り扱い、お客様の問い合わせに関する連絡及び今後のセミナーや、新製品のご紹介等に利用させていただくことがあります。

FAX番号：03-3270-8582（東日本）

06-6233-3409（西日本）

FAX送付先：和光純薬工業株式会社 試薬化成品事業部 機器システム部

※本カタログの記載内容は予告なく変更となる場合がございますのでご了承下さい。

※トラブル防止のため、修理部品・消耗品などは弊社純正部品をご使用下さい。

和光純薬工業株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号
TEL: 06-6203-2759 (機器システム部)
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号
TEL: 03-3270-8124 (機器システム部)

ビーエルテック株式会社

www.bl-tec.co.jp

本社 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-25-7 江戸堀ヤタニビル2F
TEL(06)6445-2332(代) FAX(06)6445-2437
東京本社 〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町14-15 マツモトビル4F
TEL(03)5847-0252(代) FAX(03)5847-0255
九州支社 〒811-3311 福岡県福津市宮司浜1-16-10 サンガーデン宮司A棟101
TEL(0940)52-7770 ※FAXは本社へ



本社・東京本社は環境
マネジメントシステム
ISO14001:2004の認証
を受けました。